



# The perfect match!

Perfekte Produktharmonie & effiziente Workflows



**Implants**  
Implantatsysteme




**Primescan**  
Digital Impression

**Bundle-Promotion**

**CHF 19'995.-\***

**35% Preisvorteil**



The perfect match!  
YOU &

 **Dentsply  
Sirona**

## EV-Implantat-Familie

Drei Implantatdesigns für chirurgische Flexibilität

5 Implantate &  
Chirurgie-  
Kassette für  
CHF 990.-\*

Wählen Sie die EV-Implantat-Familie für chirurgische Flexibilität und einer einheitlichen Prothetik. Alle drei Implantate können dank der einheitlichen EV-Verbindung mit denselben prothetischen Abutments versorgt werden. So können Sie ganz einfach nach Ihren Wünschen arbeiten, ohne Einschränkungen für Ihr Praxisteam oder andere Partner in Ihrem Praxisnetzwerk.

Die Implantate verfügen ausserdem über bewährte Innovationen des Astra Tech Implant System EV für den Erhalt der Knochen- und Weichgewebestabilität. Einheitliche Workflows, Werkzeuge, Drehmomente und Farbkodierungen verbessern die Effizienz und reduzieren den Schulungsbedarf in Ihrem Team.

- EV-Verbindung – eine Verbindung für Ihre prothetische Freiheit
- OsseoSpeed-Implantatoberfläche – stärkere und schnellere Osseointegration
- MicroThread – biomechanische Knochenstimulation
- Conical Seal Design – starker und stabiler Halt
- SoftTissue Chamber – erhöhtes Weichgewebevolumen für natürliche Ästhetik




\* Dieses Angebot ist einmalig und exkl. MwSt. für ein ausgewähltes Implantatsystem und ausschliesslich für Neukunden von Dentsply Sirona Implants bis auf Widerruf gültig.




### PrimeTaper EV-Implantat

Konisches Implantatdesign – progressives Gewindedesign mit linearem Drehmomentaufbau. Leichte Handhabung für nahezu alle klinischen Indikationen mit der Möglichkeit einer Sofortimplantation in unterschiedlichen Knochenqualitäten für natürliche Ästhetik und Langlebigkeit.



### Astra Tech Implant EV

Parallelwandiges Implantatdesign – hervorragender Knochenerhalt und Weichgewebestabilität sorgen für natürliche Ästhetik und Langlebigkeit.



### OmniTaper EV-Implantat

Apikal konisch – das bewährte knochenkondensierende Implantatdesign unterstützt intuitive Workflows und gute Primärstabilität für beeindruckende Behandlungsergebnisse.

## Ossix

Knochen- und Geweberegeneration



25%  
Rabatt\*

### Ossix Plus

Ossifizierende Kollagen-  
Barriermembran

Indikationen bei GBR- &  
GTR-Verfahren:

- Kieferkammaugmentation bei verzögerter Implantation
- Gleichzeitige Kieferkammaugmentation und Implantation

### Ossix Volumax

Volumisierendes, ossifizierendes Kollagengerüst

Indikationen:

- Korrektur von bukkalem Knochenverlust bei zweizeitiger Implantatchirurgie
- Korrektur von Dehiszenz-Defekten um Implantate

### Ossix Bone

Ossifizierender Kollagenschwamm

Indikationen:

- Für Socket Preservation nach Extraktionen
- Für interne Sinuslifts vor oder bei der Implantation

### Warum Sie sich für unsere Knochen- und Hartgeweberegeneration entscheiden sollten?

- Sie fördern die Knochen- und Weichgewebsregeneration und sorgen für Stabilität, um vorhersagbare, langfristige Ergebnisse zu ermöglichen
- Knochenbildendes Material zur Knochenneubildung
- Minimale Partikelmigration
- Erzielt Ossifikation
- Für echte Knochenbildung (ohne Rückstände)
- Bietet Raum für die Vaskularisierung, Zellproliferation und das Knochenwachstum
- Einfache Anwendung
- Unterstützt Kosteneffizienz für Ärzte und Patienten



\* Dieses Angebot ist einmalig, exkl. MwSt. und ausschliesslich für Neukunden von Dentsply Sirona Implants bis auf Widerruf gültig.

## MicroSaw

Gewinnung von autologem Knochen  
mit der MicroSaw nach Prof. Dr. F. Khoury

15%  
Rabatt\*

Das MicroSaw-Konzept umfasst ein exakt aufeinander abgestimmtes Instrumentarium für die Gewinnung von autologem Knochen und ermöglicht somit eine zuverlässige Augmentation auch für grossflächige Defekte. Kern des Konzepts ist die MicroSaw und der Protector (Scheibenschutz), die vertikale und horizontale Schnitte vereinfachen und so auch in schwer zugänglichen Bereichen zu präzisen Osteotomien führen.

- **Präzise**  
Die nur 0,29 mm dünne MicroSaw Diamantscheibe ermöglicht die Gewinnung von mehr Knochenvolumen durch eine extrem präzise Osteotomielinie. Der Scheibendurchmesser von 8 mm erlaubt eine Schnitttiefe von 3,2 mm
- **Schnell**  
Die Rotationsgeschwindigkeit und Effizienz der Diamantscheibe ermöglicht eine signifikant schnellere Osteotomie und somit eine verkürzte Behandlungszeit
- **Sicher**  
Schutz des Weichgewebes auch in schwer zugänglichen Bereichen, direkte Scheibenkühlung um eine Überhitzung während des Eingriffs zu vermeiden



\* Dieses Angebot ist einmalig und exkl. MwSt. bis auf Widerruf gültig.

# The perfect match!

Perfekte Produktharmonie & effiziente Workflows



## PrimeTaper EV Implantatsystem

- Effiziente Handhabung
- Nahtlose Workflow-Integration
- Langfristiger Knochenerhalt
- Exzellente Ästhetik

## Primescan Digital Impression

- Genauigkeit
- Geschwindigkeit
- Flexibilität
- Konnektivität

Bundle-Basispreis	CHF	30'506.-
Bundle-Preisvorteil	CHF	10'511.-
<b>Bundle-Promotion*</b>	<b>CHF</b>	<b>19'995.-</b>

### Bundle-Inhalte:

**1x Primescan Connect** inkl. Lenovo Laptop, Transportkoffer (inkl. Kalibrierungsset), Lieferung & Installation, VRG Abgabe Kategorie 2, **5x PrimeTaper EV** (grösse nach Wahl), **5x PrimeTaper Verschlusschrauben EV (S)**, **5x PrimeTaper Verschlusschrauben EV (M)**, **1x Chirurgie-Kassette DS PrimeTaper** (bestückt), **10x Atlantis IO Flow (IO P-02)**

\*Bundle-Promotion der Dentsply Sirona Schweiz AG für Primescan Connect inkl. PrimeTaper EV mit 35% Preisvorteil, exkl. MwSt., bis auf Widerruf.

[dentsplysirona.com/perfect-match](https://dentsplysirona.com/perfect-match)

 Dentsply  
Sirona

## DS Core

Eine Cloud-Lösung für Zahnärzte und Labore



The perfect match!  
YOU &



Dentsply  
Sirona