



Aktionsver-  
längerung bis  
31.03.2022

inLab Aktion 2021

# Top Angebote für Ihr Labor

[dentsplysirona.com/inlab-angebote](https://dentsplysirona.com/inlab-angebote)

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™

 Dentsply  
Sirona

# Der digitale Workflow in einem abgestimmten System

CAD/CAM mit inLab von Dentsply Sirona – das heißt starke digitale Fertigungskomponenten im zahntechnischen Labor. Scanner, Maschinen, Sinterofen und Software sind optimal aufeinander abgestimmt und benutzerfreundlich in ihren Anwendungen.

inLab vereint das breite prothetische Indikationsspektrum und die umfangreiche Materialvielfalt unter Einbeziehung der Dentsply Sirona Qualitätswerkstoffe. Darüber hinaus bietet inLab eine optimale Anbindung an die intraorale Scantechnologie von Dentsply Sirona.



## ► Scannen

### Primescan

Intraoralscanner für die digitale Abformung

[> mehr](#)

### inEos X5

Hochgenauer Extraoralscanner mit 5-Achs-Scan-technologie

[> mehr](#)

## ► Design

### inLab CAD Software

Benutzerfreundliches Restaurationsdesign für breiten Indikationsumfang. Optimale Anbindung an das Connect Case Center für den Empfang digitaler Abformungen

[> mehr](#)

## ► Schleifen/Fräsen

### inLab MC X5

Offene 5-Achs-Fertigungseinheit für die Nass- und Trockenbearbeitung von Ronden und Blöcken

[> mehr](#)

## ► Sintern

### inLab Profire

Leistungsstarker und zuverlässiger 2-1 Sinterofen für Zirkonoxid und Nichtedelmetall

[> mehr](#)

## ► Werkstoffe

### CAD/CAM Materialien

Qualitätswerkstoffe für zuverlässige Restaurations-ergebnisse

[> mehr](#)

# Wählen Sie Ihr inLab Aktionspaket

## Aktionspaket 1

- + inLab CAD SW (alle Module)
- + inEos X5 (inkl. inLab PC)

Ihr Listenpreisvorteil:  
**6.000 €<sup>1</sup>**



Investieren Sie jetzt und sichern Sie sich eines unserer inLab Aktionspakete zu attraktiven Preisvorteilen<sup>1</sup>.

## Aktionspaket 2

- + inLab CAD SW (alle Module)
- + inLab MC X5
- + 4 Jahre Garantie<sup>2</sup> auf inLab MC X5
- + CAD/CAM Material Demokit

Ihr Listenpreisvorteil:  
**10.500 €<sup>1</sup>**



## Aktionspaket 3

- + inLab CAD SW (alle Module)
- + inEos X5 (inkl. inLab PC)
- + inLab MC X5
- + 4 Jahre Garantie<sup>2</sup> auf inLab MC X5
- + CAD/CAM Material Demokit

Ihr Listenpreisvorteil:  
**13.500 €<sup>1</sup>**



## NEU: Aktionspaket 4

- + inLab CAD SW (alle Module)
- + inEos X5 (inkl. inLab PC)
- + inLab MC X5
- + 4 Jahre Garantie<sup>2</sup> auf inLab MC X5
- + inLab Profire<sup>3</sup>
- + 2x CAD/CAM Material Demokit

Ihr Listenpreisvorteil:  
**15.000 €<sup>1</sup>**



<sup>1</sup> Dentsply Sirona Preisvorteile zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig für Bestellungen ab 01.01. bis 30.09.2021 in Deutschland und Österreich. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

<sup>2</sup> Um die inLab MC X5 4 Jahre Garantie zu erhalten, ist nach Geräteinstallation eine Online-Registrierung der inLab MC X5 im Garantieportal ([www.dentsplysirona.com/inlab-garantie](http://www.dentsplysirona.com/inlab-garantie)) erforderlich.

<sup>3</sup> Paket 4 in den beiden Ofenvarianten inLab Profire (Zirkonia only) oder inLab Profire (Zirkonia + Metal) erhältlich.

Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler oder unter  
[dentsplysirona.com/inlab-angebote](http://dentsplysirona.com/inlab-angebote)

## CAD/CAM Material Demokit

Entdecken Sie die Materialvielfalt von Dentsply Sirona und schöpfen Sie das Potential Ihrer inLab MC X5 voll aus!

Unser neues Materialpaket mit 9 Ronden und 8 (2x4) Blöcken bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedenste Materialien direkt auszuprobieren und vielfältige Restaurationen zu erstellen.

Von der höchästhetischen, monolithischen Frontzahnversorgung, über temporäre Versorgungen bis zur Bohrschablone und der digitalen Prothese: Für all diese Fälle erhalten Sie mit dem Demokit eine passende Auswahl unserer innovativen Materialien.



| Inhalt Material Demokit <sup>4</sup>    | Stück | Inhalt Material Demokit <sup>4</sup>                       | Stück |
|---|-------|--|-------|
| <b>Cercon ht disc</b><br>A3, 18 mm      | 1     | <b>Multilayer PMMA disc</b><br>A3, 20 mm                   | 1     |
| <b>Cercon ht ML disc*</b><br>A3, 18 mm  | 1     | <b>Shaded PMMA disc</b><br>A3, 20 mm                       | 1     |
| <b>Cercon xt ML disc</b><br>A3, 18 mm   | 1     | <b>Wax disc</b><br>ivory, 20 mm                            | 1     |
| <b>Cercon base disc</b><br>white, 18 mm | 1     | <b>inCoris PMMA guide disc</b><br>22 mm                    | 1     |
| <b>Celtra Duo Block</b><br>LT, A2       | 4     | <b>Lucitone Digital Fit denture disc**</b> original, 30 mm | 1     |
| <b>Celtra Duo Block</b><br>HT, A2       | 4     | <b>Firing pads</b>   | 3     |

\* Derzeit noch Auslieferung mit Cercon xt disc (A3, 18 mm). Wird im Laufe des Aktionszeitraumes durch Cercon ht ML (A3, 18 mm) ersetzt.  
 \*\* Derzeit noch Auslieferung mit Lucitone 199 disc (original, 30 mm). Wird im Laufe des Aktionszeitraumes durch Lucitone Digital Fit denture disc (original, 30 mm) ersetzt.  
<sup>4</sup> Alle aufgeführten Ronden haben einen Durchmesser von 98 mm.

## Jetzt neu: Cercon® ht ML

Hoch transluzentes Zirkonoxid

Cercon® ht ML ist ein Hybrid Zirkonoxid Multilayer, der hohe Biegefestigkeit (von 1200 MPa im Dentin bis zu 750 MPa im Schneidebereich) mit natürlicher Ästhetik in einer Disk vereint – für ein breites Indikationsspektrum von der Einzelkrone bis zur 14-gliedrigen Brücke.

- Farbsicherheit basierend auf unserer bewährten True Color Technologie
- Zeitersparnis und Effizienz: Einfach zu nesten und gleiche Sinterprogramme für alle Cercon® Zirkonoxid-Disks
- Erhältlich in allen 16 VITA<sup>6</sup>-Farben und BL2



## 1+1 Aktion – Cercon® ht ML

Kaufen Sie zwei Cercon® ht ML Disk zum Preis von einer Disk.<sup>5</sup>

|                                 |     |                     |              |                 |
|---------------------------------|-----|---------------------|--------------|-----------------|
| <b>2x Cercon® ht ML Disk 14</b> | UVP | <del>358,00 €</del> | Aktionspreis | <b>179,00 €</b> |
| <b>2x Cercon® ht ML Disk 18</b> | UVP | <del>418,00 €</del> | Aktionspreis | <b>209,00 €</b> |

Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler oder Ihrem Dentsply Sirona Ansprechpartner.

<sup>5</sup> Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig für Bestellungen ab 01.01. bis 31.12.2021 in Deutschland und Österreich. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Pro Kunde nur eine Bestellung von zwei Disks möglich. Die Aktion gilt für Cercon® ht ML Disks 98 mm. Eine Kombination unterschiedlicher Materialhöhen ist innerhalb eines Paketes nicht möglich. Die Farben sind frei wählbar.  
<sup>6</sup> VITA ist eine eingetragene Marke der VITA Zahnfabrik GmbH

# Start-Your-inLab

Sie haben sich für eines unserer inLab-Produkte entschieden!

Unsere digitalen Berater von Dentsply Sirona führen bei Ihnen vor Ort eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Geräteeinweisung durch.

Diese Schulung versetzt Sie in die Lage, Ihre inLab-Produkte sofort produktiv zu nutzen.

## Start-Your-inLab!\*


\* Geräteeinweisung bei Kauf von inEos X5, inLab MC X5, inLab MC XL



## inLab Anwendertrainings

An verschiedenen Schulungszentren in Deutschland können Sie von unserem umfangreichen inLab-Schulungsprogramm profitieren.

Weitere Informationen zu den Kursen finden Sie online unter [dentsplysirona.com/inlab-kurse](https://dentsplysirona.com/inlab-kurse)



## Dentsply Sirona

Dentsply Sirona Deutschland GmbH  
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim  
Deutschland  
[dentsplysirona.com](https://dentsplysirona.com)